

Indication

1. Filme les modèles en plâtre
2. Durcit les limites des préparations des moignons
3. Isole plâtre contre plâtre
4. Fixe les marques dessinées sur les modèles et sur les limites des préparations
5. Résiste à l'eau

Propriétés

SHERABRILLIANT est un liquide à faible viscosité, qui est absorbée facilement par la surface du plâtre. Si vous appliquez 3 couches de liquide, l'épaisseur totale est inférieure à un micron. Grâce l'utilisation de SHERABRILLIANT, le plâtre ne peut se contracter et reste ainsi fidèle aux dimensions. SHERABRILLIANT n'a aucune influence négative sur la teinte et sur la surface du plâtre.

SHERABRILLIANT résiste également au jet de vapeur. En cas de travail massif de la surface, le film de SHERABRILLIANT se dissout. Néanmoins il est possible d'appliquer une nouvelle couche de liquide, sans pour autant provoquer de gradation. Attention: Le modèle en plâtre doit être sec de 2 h!

Travail

- a) Application au pinceau: appliquer SHERABRILLIANT à l'aide d'un pinceau souple et sec. Ne pas rincer le pinceau à l'eau entre deux couches, sinon cela diminue l'efficacité du produit. Appliquer plusieurs couches jusqu'à obtention de la brillance désirée.
- b) En bain: Plonger le modèle pendant un court instant. Ensuite laisser égoutter.

Pour obtenir un film brillant optimum, appliquer au moins 3 couches au pinceau ou utiliser le produit en bain.

Séchage (à température ambiante de 20-22°C)

Entre la première et la seconde couche: Jusqu'à ce que le plâtre ait absorbé le liquide (env. 2 mn).

Entre la seconde et la troisième couche: Jusqu'à ce que le liquide soit sec (env. 2 – 3 mn)

Après la troisième couche: Jusqu'à obtention de la brillance désirée (env. 5 mn)

Plus la température ambiante est élevée, plus le temps de séchage diminue.

Important

Refermer le récipient ou le flacon après usage de SHERABRILLIANT, afin d'éviter la formation d'un film en surface.

ATTENTION: ne pas stocker SHERABRILLIANT au réfrigérateur!

Recommandations

On obtient les meilleurs résultats lorsqu'on utilise SHERABRILLIANT à l'aide d'un pinceau, étant donné que cette technique permet une application homogène.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

